

## Техническое задание на анализатор мочи CL-50 (HTI), США

|          | Параметр                                 | Требование технического задания   | Соотв. требованию (да/нет) | Примечание |
|----------|--|---|----------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Общая характеристика</b>              |   |                            |            |
|          | Анализатор мочи полуавтоматический       | 1 шт.   |                            |            |
| <b>2</b> | <b>Общие требования</b>                  |   |                            |            |
|          | Количество измеряемых параметров         | 10  |                            |            |
|          | Изменяемые параметры                     | уробилиноген, билирубин, кетоны, эритроциты, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельная плотность, рН |                            |            |
|          | Производительность                       | 120 мочевых тест-полосок в час  |                            |            |
|          | Память                                   | 1000 результатов  |                            |            |
|          | Язык меню                                | Английский  |                            |            |
| <b>3</b> | <b>Расходные материалы</b>               |   |                            |            |
|          | Мочевые тест-полоски                     | UrineRS H-10  |                            |            |
| <b>4</b> | <b>Измерение</b>                         |   |                            |            |
|          | 6 монохроматических фильтров             | 400 нм, 525 нм, 560 нм, 610 нм, 660 нм, 940 нм  |                            |            |
| <b>5</b> | <b>Результаты</b>                        |   |                            |            |
|          | Качественный и полуколичественный анализ | обязательно   |                            |            |
|          | Встроенный термопринтер                  | наличие   |                            |            |
| <b>6</b> | <b>Контроль качества</b>                 |   |                            |            |
|          | Калибровочные тест-полоски               | 2 шт. (входят в комплектацию)   |                            |            |
| <b>7</b> | <b>Подключение к компьютеру</b>          |   |                            |            |
|          | Порт RS-232                              | наличие   |                            |            |
|          | ПО и кабель для подключения к компьютеру | в комплекте   |                            |            |
| <b>8</b> | <b>Габариты</b>                          |   |                            |            |
|          | Размеры                                  | не превышают 290 мм х 220 мм х 100 мм   |                            |            |
| <b>9</b> | <b>Документы</b>                         |   |                            |            |
|          | Инструкция на русском языке              | Наличие   |                            |            |
|          | Регистрация в Минздраве Украины          | Наличие   |                            |            |