

	Параметр	Требование технического задания	Соотв. требованию (да/нет)	Примечание
1	Общая характеристика			
	Анализатор мочи полуавтоматический	1 шт.		
2	Общие требования			
	Количество измеряемых параметров	11		
	Изменяемые параметры	уробилиноген, билирубин, кетоны, эритроциты, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельная плотность, рН, аскорбиновая кислота		
	Производительность	514 мочевых тест-полосок в час		
	Память	1000 результатов		
	Язык меню	Английский		
3	Расходные материалы			
	Мочевые тест-полоски	UrineRS H-10		
4	Измерение			
	6 монохроматических фильтров	400нм, 525нм, 560нм, 610нм, 660нм, 940нм		
5	Результаты			
	Качественный и полуколичественный анализ	Обязательно		
	Встроенный термопринтер	Наличие		
6	Контроль качества			
	Калибровочные тест-полоски	2 шт. (входят в комплектацию)		
7	Подключение к компьютеру			
	Порт RS-232	наличие		
8	Габариты			
	Размеры	не превышают 270мм X 180мм X 100мм		
9	Документы			
	Инструкция на русском языке	Наличие		
	Регистрация в Минздраве Украины	Наличие		