

ТЕХЗАДАНИЕ НА E-LYTE

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
1	Измеряемые параметры:	Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , pH	Да	
2	Исследуемые образцы	цельная кровь, плазма, сыворотка, моча	Да	
3	Объём требуемого образца	65мкл		
4	Принцип измерения	Ионоселективный		
5	Срок службы электродов	От 6ти месяцев до 1 года	Да	
6	Дисплей	Подсвечивающийся ЖК дисплей	Да	
7	Электроды	Многоразовые, обслуживаемые	Да	
8	Самодиагностика	При включении прибора и во время работы		
9	Калибровка:	2-х точечная автоматическая и ручная калибровка	Да	
10	Контроль качества:	Специальные контрольные материалы	Да	
11	Воспроизводимость	≤1.5	Да	
12	Принтер	Встроенный термопринтер	Да	
13	Ввод данных	Встроенная клавиатура 16 клавиш	Да	
14	Время выполнения одного анализа	30 секунд	Да	
15	Содержание реагентов и удаление отходов	Реагенты содержатся в специальном реагент-паке и отходы после анализа доставляются в ёмкость для отходов	Да	
16	Рабочий диапазон T °C пациента	10-35° C	Да	
17	Память	1000 анализов	Да	
18	Размеры прибора:	300 x 260 x 360	Да	
19	Источник электропитания:	От переменного тока 50Гц ± 2%, 220В ± 10%		
20	Обучение мед.персонала –оператора управления	Наличие	Да	

	прибором			
21	Гарантийный период на систему	Наличие	Да	
22	Сервисная служба в Москве	Наличие	Да	
23	Сертификат соответствия	Наличие	Да	
24	Регистрационное удостоверение Минздрава Украины	Наличие	Да	
25	Инструкция на русском языке	Наличие	Да	