

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на автоматический термошейкер
Immunochem-2200/HTI/США**

	Параметр	Требование технического задания	Соотв. требо- ванию (да/нет)	Примечание
1	Общая характеристика			
	Автоматический термошейкер	1 шт.		
2	Общие требования			
	Виды используемых планшетов	96тилуночный планшет с плоским, круглым и V-образным дном		
	Количество позиций для 96тилуночных планшет	4 позиции		
	Диапазон регулировки температуры	От 25 до 60С		
	Точность регулировки температуры	Шаг 0,1С		
	Равномерность распределения температуры на платформе	0,2С		
	Орбита	2 мм		
	Диапазон регулировки скорости	От 250 до 1200 об/мин		
	Точность регулировки скорости	Шаг 10 об/мин		
	Время разогрева термоблока до 37С	Около 15 мин		
	Таймер	От 0 до 96 часов со звуковым сигналом. Шаг 1 мин		
	Дисплей	ЖК дисплей, 16x2 знаков		
	Размеры платформы	210x290 мм		
	Размеры прибора	380x390x140 мм		
	Вес прибора	До 9 кг		
3	Дополнительное оборудование			
	Микропланшетный автоматический фотометр			
	Промывающее устройство			
	Комплект дозаторов			
4	Документы			

	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрация в Минздраве Украины	Наличие		
5	Обучение медперсонала и гарантийные обязательства			
	Обучение медицинского персонала на рабочем месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему, включая все периферическое оборудование	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы фирмы производителя	Наличие		