

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на промывочный автомат Immunochem-2600/НТИ/США

	Параметр	Требование технического задания	Соотв. требованию (да/нет)	Примечание
1	Общая характеристика			
	Тип прибора	Автоматическое промывочное устройство, способное реализовать различные программы промывок, задаваемых оператором		
2	Общие требования			
	Режимы промывки	По стрипам По планшетам		
	Виды используемых планшетов	96тилуночный планшет с плоским, круглым и V-образным дном		
	Границы диспенсирования	От 50 до 2000 мкл		
	Точность диспенсирования	5%CV с 350мл дистиллированной воды		
	Остаточный объём аспирации	менее 1 мкл для U и V образных лунок; менее 5 мкл для L образных лунок		
	Двойная аспирация	Наличие		
	Промывочная гребёнка	12ти канальная; возможность подсоединения 8миканальной		
	Количество промывочных циклов для одного стрипа, не менее	12		
	Промывка игл	Автоматическая		
	Датчики уровня жидкости	В ёмкостях для слива и промывочной жидкости		
	Способ крепления промывочной гребёнки	Плавающий		
	Механизм передачи промывочной гребёнки	Металлический типа "Винт-гайка"		

	Ввод данных	Встроенная клавиатура 9 клавиш		
	Дисплей	ЖК дисплей 90x53мм		
	Подключение к компьютеру	Порт RS232		
	Память	До 50ти программируемых методик промывки		
	Рабочие условия	Температура окружающей среды от 10 до 40С; влажность от 20% до 85%		
	Размеры	Около 405мм X 343мм X 175мм		
	Вес	до 12 кг		
3	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрация в Минздраве Украины	Наличие		
4	Обучение медперсонала и гарантийные обязательства			
	Обучение медицинского персонала на рабочем месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему, включая все периферическое оборудование	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы фирмы производителя	Наличие		