

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К «ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ»

Наименование участника размещения заказа «Интермедика»

№ п/п	Наименование оборудования	Требуемое значение	Данные участника размещения заказа	Примечание
1	Общая характеристика			
	Гематологический анализатор автоматический	1 шт.	1 шт.	
2	Общие требования			
	Кол-во измеряемых параметров	18	18	
	Эритроциты	Наличие	Наличие	
	Лейкоциты	Наличие	Наличие	
	Тромбоциты	Наличие	Наличие	
	Гемоглобин	Наличие	Наличие	
	Гематокрит	Наличие	Наличие	
	Средний объем эритроцитов	Наличие	Наличие	
	Средняя концентрация гемоглобина	Наличие	Наличие	
	Среднее содержание гемоглобина	Наличие	Наличие	
	Ширина распределения эритроцитов	Наличие	Наличие	
	Моноциты (%% и кол-во)	Наличие	Наличие	
	Лимфоциты (%% и кол-во)	Наличие	Наличие	
	Гранулоциты (%% и кол-во)	Наличие	Наличие	
	Средний объем тромбоцитов	Наличие	Наличие	
	Ширина распределения тромбоцитов	Наличие	Наличие	
	Производительность	Не менее 60 исследований в час	Соответствует	
	Объем пробы	Не более 10 мкл	Соответствует	
	Принцип измерения	Кондуктометрический (электрическое сопротивление) и фотометрический (для гемоглобина)	Соответствует	
	Калибровка	Для эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина, гематокрита и MPV	Соответствует	
	Печать	Возможность печати без гистограмм	Соответствует	
	Управление и обслуживание	Встроенная клавиатура	Соответствует	
	Дисплей	Жидко-кристаллический, 2 строки по 40 знаков	Соответствует	
	Память	Последний результат / до 60 тестов в памяти	Соответствует	
	Интерфейс передачи данных	Порт RS-232 с пересылкой графики	Соответствует	
	Размеры	42x36x32 см	42x36x32 см	
	Вес	14 кг	14 кг	
	Самодиагностика	Наличие	Наличие	
	Контрольные материалы	Наличие 3 уровней (высокий, норма, низкий)	Соответствует	
	Комплект реагентов	Наличие		

	Принтер	Внешний	Соответствует	
3	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие	Наличие	
	Инструкция на русском языке	Наличие	Наличие	
	Техническая документация на русском языке			
	Регистрация в Минздраве Украины	Наличие	Наличие	
4	Обучение медперсонала и гарантийные обязательства			
	Обучение медицинского персонала на рабочем месте	Наличие	Наличие	
	Гарантийный период на систему, включая все периферическое оборудование	12 месяцев	12 месяцев	
	Наличие сервисной службы фирмы производителя	Наличие	Наличие	

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
МП (подпись)