

## Техническое задание Экспресс-центрифуга

№	Технические характеристики	Соответствие требованиям	
		Да	Нет
	<b>Общие требования</b>		
1	Регистрационное удостоверение Минздрава Украины - наличие		
	<b>Требуемые характеристики</b>		
1	Специализированная экспресс - центрифуга для подготовки проб		
2	Количество мест в роторе – 24		
3	Объём пробирки от 2 до 10		
4	Автоматическая блокировка крышки		
5	Скорость – от 100 до 3400 об/мин		
6	Режим ускорения – 1740G		
7	Выбор времени цикла: до 60 минут		
8	Габариты 35 x 38 x 28 см		
9	Вес не более 14,0 кг		
10	Гарантия – 12 месяцев		
11	Инструкция на русском языке – наличие		